

保守管理作業記録(日次)

番号	点検項目	点検頻度	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			曜日																																	
1	温度・湿度が条件に合っていること、結露がないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：			
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
2	装置・周辺機器に変形、破損、汚れがないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
3	キャスタロックが正常に機能すること、キャスタ、モニタ、パネルなどのガタつき、ネジの緩みがないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
4	電源ケーブルや参考信号用ケーブルなどの損傷、コネクタの緩みがないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
5	プローブの表面、ケーブル、コネクタに突起やひび割れ、亀裂、剥離などの外観上の異常や汚れがないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
6	メインパネルやキーボード上にクリップなどが落ちていないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
7	装置のエアフィルタや可動部周辺に障害がないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
8	異常音、異臭、過熱などがないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
9	エラーメッセージが出ないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
10	2Dモード画像の輝度、コントラスト設定が適切であること、 明らかな異常ノイズ、不連続な表示、暗い領域がないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
11	日付、時刻の表示に異常がないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
12	電源を入れた5分後にプローブの音響レンズ面が異常に熱くならないこと		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
13	パネルのスイッチやツマミが正常に機能すること		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
14	画像がサーバに登録できること		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
15	プローブを清掃・消毒		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
16	プローブホルダ、ゼリーホルダの清掃		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
17	心電図ケーブルの清掃		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
18	モニタの清掃		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
19	タッチパネルの表面シート清掃		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
20	装置外側、メインパネル、プローブコネクタの清掃		開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
			終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：		
特記事項(機器トラブル記録に記入)																																				
保守管理担当者																																				
施設名			点検実施年月		機器名														文書管理番号																技術管理主体	
使用場所			年 月		号機														修理業者連絡先																	

保守管理作業記録(月次・年次)

番号	点 検 項 目	点検頻度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
1	エアフィルタの清掃	毎月	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
2	トラックボールの清掃	毎月	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
3	接地漏れ電流 正常状態0.5mA以下 単一故障状態1mA以下	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
4	外装洩れ電流・装着部から大地に流れる 患者漏れ電流(正常状態0.1mA以下、 単一故障状態0.5mA以下)	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
5	他の機器の装着部に加わった外部の電圧 に起因してF形装着部を経て大地に流れる 患者漏れ電流(単一故障状態5mA以下)	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
6	保護接地抵抗 正常状態0.1Ω以下	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
7	ファントムによる性能試験	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
特記事項(機器トラブル記録に記入)																
保守管理担当者																
施設名				点検実施年度		機器名			文書管理番号				技術管理主体			
				年度												
使用場所						号機				修理業者連絡先						