

保守管理作業記録(日次)

[illegible]

保守管理作業記録(月次・年次)

番号	点 検 項 目	点検頻度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
1	エアフィルタの清掃	毎月	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
2	トラックボールの清掃	毎月	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
3	接地漏れ電流 正常状態0.5mA以下 単一故障状態1mA以下	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
4	外装洩れ電流・装着部から大地に流れる 患者漏れ電流（正常状態0.1mA以下、 単一故障状態0.5mA以下）	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
5	他の機器の装着部に加わった外部の電圧 に起因してF形装着部を経て大地に流れる 患者漏れ電流（単一故障状態5mA以下）	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
6	保護接地抵抗 正常状態0.1Ω以下	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
7	ファントムによる性能試験	毎年	計画日													
			実施日													
			点検時刻開始	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
			点検時刻終了	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
特記事項（機器トラブル記録に記入）																
保守管理担当者																
施設名				点検実施年度		機器名			文書管理番号					技術管理主体		
				年度												
使用場所		号機				修理業者連絡先										