



Voluson SWIFT

Меняет представление
об ультразвуке

Voluson™

Здоровое будущее для женщин





Интуитивная. Персонализированная. Современная.

Познакомьтесь с принципиально новой* ультразвуковой системой. Поменяйте свои рабочие процессы с ультразвуковой системой Voluson SWIFT компании GE HealthCare.

Новый уровень удобства и эффективности с полностью обновленным, интуитивно понятным и индивидуально настраиваемым пользовательским интерфейсом. Новый дизайн и подход к управлению системой упрощают каждый шаг, обеспечивая полноценную интеграцию системы и максимальное удобство для оператора. Почувствуйте себя опытным пользователем уже после первого знакомства с системой благодаря автоматизированным инструментам, расширяющим ваши возможности и повышающим уверенность в диагностике.

Вы искали более эффективное и доступное решение. Ответ прост.

Это Voluson SWIFT.

Меняет представление об ультразвуке

*В сравнении с ультразвуковыми системами GE HealthCare.
Всё управление исследованием перенесено на сенсорный экран.

Это простота

Коснитесь. Прокрутите. Масштабируйте. Сенсорный экран и набор часто используемых кнопок упрощают обучение работе с ультразвуковой системой Voluson SWIFT. В ней предусмотрены интуитивно понятные функции — такие же, как и на устройствах в нашей повседневной жизни.

- Превосходные изображения без лишних усилий
- Преобразование стандартных двухмерных проекций в трехмерные несколькими простыми действиями
- Удобное расположение элементов управления в сочетании с управлением жестами на сенсорном экране делают работу интуитивно понятной.
- Благодаря технологии трассировки полости матки (Uterine Trace) и трассировки позвоночника (Spine Trace) система автоматически захватывает объем и выводит коронарную проекцию за несколько простых шагов, упрощая процесс обработки трехмерного изображения.



Это адаптивность

Voluson SWIFT исключает некоторые рутинные действия, отвлекающие внимание от главного — ваших пациентов. Эта индивидуально настраиваемая система создана для упрощения каждой операции, каждого взаимодействия. Адаптируйте ее под себя посредством индивидуальных настроек меню, рабочего процесса и пользовательских установок.



Создана для удобства

Благодаря великолепной эргономике и наличию единой области управления система может быть адаптирована к вам и вашим предпочтениям.





Расширенные возможности индивидуальной настройки





Более миллиарда* сочетаний индивидуальных настроек позволяют вам создавать максимально удобное рабочее место и обеспечивают комфортный и эффективный рабочий процесс.

Специальные возможности

Более точная диагностика благодаря специализированным приложениям, соответствующим вашей клинической деятельности и потребностям пациентов.

*По данным внутреннего исследования GE HealthCare DOC2173180 PC410 Marketing Claims — Voluson SWIFT BT23, Voluson SWIFT+ BT23 Claims.






Это эффективность


Будем откровенны: вы сильно загружены. Система Voluson SWIFT позволяет устранить некоторые препятствия, постоянно замедляющие вашу работу. Возможности искусственного интеллекта, используемого в системе Voluson SWIFT, помогают экономить ценное время за счет ускорения процессов получения данных, анализа и составления отчетов в рамках рутинных и углубленных исследований. Простые в использовании инструменты автоматизации повышают эффективность рабочего процесса и воспроизводимость получаемых результатов.

Оптимизация ежедневных рабочих процессов


Простые в использовании инструменты ИИ и автоматизации повышают эффективность рабочего процесса и воспроизводимость получаемых результатов.



Пакет инструментов распознавания на базе ИИ SonoLyst* способствует автоматической оценке анатомических структур плода в стандартных плоскостях исследования, а также повышению скорости и удобства сканирования.



Пошаговые инструкции и использование ИИ при работе с инструментом fetalHS позволяют вам более уверенно выполнять исследования сердца плода.



Благодаря помощи во время исследования и ИИ технология SonoPelvicFloor упрощает оценку анатомических особенностей тазового дна и сокращает время исследования на 87%**.



Семейство технологий автоматизации Sono Automation помогает повысить воспроизводимость результатов акушерских и гинекологических исследований, облегчая вашу работу, несмотря на плотный график.

Удобство для врачей и пациентов

Новый уровень коммуникации возможен за счет 3D-печати данных, полученных на системе.



С системой Voluson SWIFT вы всегда готовы к проведению исследования.

- Возможность непрерывной работы благодаря использованию аккумулятора
- Быстрая и удобная процедура обработки элементов системы за счет минимального количества кнопок, поверхностей из устойчивых материалов и большого сенсорного экрана
- Конструкция, удобная для дезинфекции



*SonoLyst использует технологию ИИ компании Intelligent Ultrasound.

**По данным внутреннего исследования GE HealthCare DOC2173180 PC410 Marketing Claims — Voluson SWIFT BT23, Voluson SWIFT+ BT23 Claims.

Это наше понимание ценности

При покупке ультразвуковой системы вы должны рассчитывать на что-то большее. Больше сервиса. Более эффективная поддержка. И более активное сотрудничество. Система Voluson SWIFT разработана на технологически совершенной платформе с расчетом на будущее.

- Быстрое и гибкое обслуживание для непрерывной работы ультразвуковой системы на высочайшем уровне
- Удаленная поддержка со стороны наших технических и клинических экспертов для выявления и устранения проблем в режиме реального времени
- Экспертные инструменты для управления состоянием вашей ультразвуковой системы и датчиков
- Передовые средства анализа данных, позволяющие делать ключевые выводы и предоставляющие большие функциональные возможности для вашей клиники

Приобретая систему из семейства Voluson, вы становитесь членом Voluson Club — единственного сообщества врачей УЗД, созданного для обучения и взаимодействия специалистов сферы женского здоровья с целью расширения опыта и клинических возможностей.



Безопасность и конфиденциальность

- Многоуровневая система безопасности SonoDefense обеспечивает максимально возможную защиту
- Безопасный обмен изображениями и данными пациентов
- Функция управления пользователями позволяет легко осуществлять управление доступом к системе нескольких пользователей
- Обновления для устранения уязвимостей своевременно загружаются непосредственно в вашу систему

Нам
важно
оставаться
на связи



Обслуживание и техническая поддержка

- Возможность удаленной поддержки InSite обеспечивает безопасное соединение для получения необходимой поддержки в режиме реального времени с частотой решения проблем в удаленном режиме >30%
- Функция проактивного мониторинга OnWatch позволяет получать наглядные и актуальные данные, чтобы быстро и эффективно решать возникающие проблемы
- Инструмент оценки состояния датчиков Probe Check помогает легко и эффективно контролировать работу датчиков



Обучение и сообщество

- Доступ к учебным и тренировочным материалам
- Информация о планируемых событиях
- Новости отрасли
- Информация о новых технологиях
- Членство в Voluson Club



Перспективное мышление и готовность к будущему

- Пользовательский интерфейс на базе гибкого программного обеспечения позволяет легко производить обновления
- Доступ к расширениям и обновлениям для вашей системы с сервисом eDelivery*
- Возможность установки обновлений операционной системы для поддержания эффективной работы вашей аппаратуры

Это будущее женского здоровья.
Это Voluson SWIFT.

Меняет представление об ультразвуке.

*Доступно не во всех странах.



GE HealthCare

Описанные в материале изделия могут подлежать государственному регулированию и быть доступны не во всех странах. Доставка и продажа осуществляются только после разрешения регулирующего органа. За более подробной информацией обратитесь к местному представителю GE HealthCare. Voluson, InSite и OnWatch являются зарегистрированными товарными знаками компании GE HealthCare. Tricify является товарным знаком компании Trice Imaging, Inc. GE является товарным знаком компании General Electric, используемым на основании лицензионного соглашения.

© Компания GE HealthCare, 2023.

Материал предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников. JB00148AM

Представленные ультразвуковые системы зарегистрированы на территории РК как «Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson SWIFT, Voluson SWIFT+ с принадлежностями».