






Catalogue d'accessoires cliniques

**Moniteurs B125M, B105M, B155M,
B125P et B105P**



ECG

Les câbles de liaison et fouets ECG GE sont conçus pour se connecter avec efficacité et fiabilité aux systèmes de monitoring GE. Réutilisables, ces câbles haute qualité complètent idéalement votre équipement de monitoring et favorisent l'exactitude des mesures.

Accessoires ECG avec norme CEI

La liste des accessoires présentée dans ce catalogue n'est pas exhaustive, contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir la liste de tous les accessoires compatibles avec votre équipement.



CÂBLES DE LIAISON ECG

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble embase ECG, 3/5 dérivations	1.2 m	2106305-004	1
	3.6 m	2106305-003	
	6 m	2106311-002	
Câble embase ECG, nouveau-né, DIN 3 dérivations	1.2 m	2106306-004	1
	3.6 m	2106306-003	
Câble embase ECG, 12 dérivations	1.2 m	2106308-004	1
	3.6 m	2106308-003	



Les câbles de jonction ECG GE sont blindés électriquement pour protéger l'intégrité du signal ECG.

FOUETS ECG RÉUTILISABLES




PRODUIT	CONNECTEURS	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Fouet ECG 3 dérivations à pince	Groupés	74 cm	2106390-003	1
		130 cm	2106390-004	
Fouet ECG 5 dérivations à pince	Groupés	74 cm	2106389-003	1
		130 cm	2106389-004	
	Individuels	74 cm	2106391-003	
		130 cm	2106391-004	
Fouet ECG 5 dérivations C2-6 à pince	Individuels	130 cm	2106393-002	1
		74 cm	2106393-004	

ÉLECTRODES



PRODUIT	FORME	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Electrodes pré-câblés, 3 brins, radiotransparent, hydrogel solide	Carré	2009101-406	300

ACCESSOIRES



PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Adaptateur MultiLink/DIN - 5 brins pour câble embase 3/5 brins	2106403-001	1
Séparateur de fouet 5 brins	2106399-001	3
Pince drap de lit pour câbles embases	2106399-002	1



TEMPERATURE

La température est un indicateur important dans tous les services médicaux, du médecin généraliste, aux soins intensifs. Elle peut indiquer une infection, répondre aux agents anesthésiques et même à la perfusion de tissu d'un membre ou d'une zone spécifique.



CABLES TEMPERATURE



PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble pour sondes de température série 400, simple. Brancher directement aux sondes de température réutilisables.	0.5 m	2104178-001	1
Câble pour sondes de température série 400, double. Brancher directement aux sondes de température réutilisables.	0.5 m	2104178-002	1
Câble pour sondes de température série 400 jetables, simple. Brancher directement aux sondes de température à usage unique.	3.6 m	2104179-001	1

SONDE DE TEMPERATURE



PRODUIT	PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Sonde de température réutilisable - oesophagienne/rectale, 280 cm	Adulte	2107176-031	1
Sonde de température réutilisable - oesophagienne/rectale, 280 cm	Enfant	2107176-032	1
Sonde de température réutilisable - cutanée, 280 cm	Adulte	2107176-033	1



PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE

Fait d'un matériel durable qui prolonge la durée de vie des câbles, nos câbles de pression invasive fournissent un monitoring et des mesures précises. Ces produits sont validés pour une utilisation compatible aux équipements GEHC.



ADAPTATEUR INVASIF DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble adaptateur de pression artérielle invasive	30 cm	2103966-001	1

CÂBLES POUR DISPOSITIFS DE MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE

PRODUIT	TYPE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble pour dispositif de mesure de la pression artérielle invasive, Utah/Biotrans	Simple	3.6 m	2104107-001	1
	Double		2104107-003	
Câble pour dispositif de mesure de la pression artérielle invasive, ICU Medical Transpac-IV	Simple	3.6 m	2104158-001	1
	Double		2104158-003	
Câble pour dispositif de mesure de la pression artérielle invasive, Edwards LS TruWave	Simple	3.6 m	2104162-001	1
	Double		2104162-003	
Câble pour dispositif de mesure de la pression artérielle invasive, Argon	Simple	3.6 m	2104166-001	1
	Double		2104166-003	

Les câbles de pression artérielle invasive sont également disponibles dans une longueur de 1,2 m. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.



PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE

Identifier la meilleure stratégie de soins commence souvent par une mesure de pression artérielle en laquelle on a confiance. Les brassards de pression artérielle GE CRITIKON™ de GE Healthcare sont conçus et testés pour offrir performance et précision, de la pose du dispositif à la mesure finale. En travaillant à partir d'informations précises, vous pouvez prendre des décisions parfaitement éclairées, susceptibles de favoriser le rétablissement du patient.

Pour obtenir la liste complète des brassards compatibles avec votre équipement, contactez votre représentant commercial GE Healthcare.

TUYAUX

TUYAUX DE VENTILATION	PATIENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Raccord 2 tubes Dinaclick	Adulte	1,2 m	2058203-001	1
		3,6 m	2058203-002	
		7,2 m	2058203-003	
Raccord 2 tubes Neo-Snap	Nouveau-né	2,4 m	2058204-002	1
		3,6 m	2058204-003	





BRASSARDS

DURA-CUF

Le premier brassard de pression artérielle GE CRITIKON™, le DURA-CUF, allie confort et durabilité. Il est fabriqué avec des matériaux ne contenant pas de PVC ni de latex de caoutchouc naturel, ce qui le rend plus sûr à la fois pour l'environnement et pour vos patients.



Rapide et facile à utiliser, le connecteur **DINACLICK** permet au personnel soignant de raccorder le brassard plus rapidement que les connectiques à 2 tubes traditionnelles. Aussi, le clic audible informe les utilisateurs que le brassard est correctement connecté.



Vendus par boîte de 5

TAILLE	COULEUR	CIRCONFÉRENCE DU MEMBRE	2 TUBES DINACLICK
Nourrisson	Orange	8-13 cm	DUR-P1-2A
Enfant	Vert	12-19 cm	DUR-P2-2A
Enfant long	Vert	12-19 cm	DUR-P2-2A-L
Petit adulte	Bleu roi	17-25 cm	DUR-A1-2A
Petit adulte long	Bleu roi	17-25 cm	DUR-A1-2A-L
Adulte	Bleu marine	23-33 cm	DUR-A2-2A
Adulte long	Bleu marine	23-33 cm	DUR-A2-2A-L
Adulte gros bras	Bordeaux	31-40 cm	DUR-A3-2A
Adulte gros bras long	Bordeaux	31-40 cm	DUR-A3-2A-L
Adulte cuisse	Marron	38-50 cm	DUR-T1-2A



Le premier brassard de pression artérielle GE CRITIKON™, le DURA-CUF™, allie confort et durabilité.



ASSORTIMENTS CONNECTEUR DINACLICK

PRODUIT	2 TUBES DINACLICK
3 brassards : 1 Petit adulte, 1 Adulte, 1 Adulte gros bras	2059301-001
6 brassards : 2 Nourrisson, 3 Enfant, 1 Petit adulte	2059301-002
6 brassards : 1 Petit adulte, 3 Adulte, 1 Adulte long, 1 Adulte gros bras	2059301-003
6 brassards : 1 Nourrisson, 1 Enfant, 1 Petit adulte, 1 Adulte, 1 Adulte gros bras, 1 Adulte cuisse	2059301-004



BRASSARDS

SOFT-CUF



Le brassard de pression artérielle GE CRITIKON SOFT-CUF™ est fabriqué à partir d'un matériau absorbant doux aux angles arrondis pour un confort optimal du patient lors des hospitalisations de longue durée. Il peut être nettoyé et réutilisé sur plusieurs patients, mais il est suffisamment économique pour un usage individuel, favorisant ainsi la prévention des infections à moindre coût.

Vendus par boîte de 20

TAILLE	COULEUR	CIRCONFÉRENCE DU MEMBRE	2 TUBES DINACLICK
Nourrisson	Orange	8-13 cm	SFT-P1-2A
Enfant	Vert	12-19 cm	SFT-P2-2A-INT
Enfant long	Vert	12-19 cm	SFT-P2-2A-L
Petit adulte	Bleu roi	17-25 cm	SFT-A1-2A-INT
Petit adulte long	Bleu roi	17-25 cm	SFT-A1-2A-L
Adulte	Bleu marine	23-33 cm	SFT-A2-2A-INT
Adulte long	Bleu marine	23-33 cm	SFT-A2-2A-L-INT
Adulte gros bras	Rose	31-40 cm	SFT-A3-2A-INT
Adulte gros bras long	Rose	31-40 cm	SFT-A3-2A-L
Adulte cuisse	Marron	38-50 cm	SFT-T1-2A

Les références avec un suffixe «-INT», indiquent que le mode d'emploi (IFU) est disponible en plusieurs langues.

ASSORTIMENTS CONNECTEUR DINACLICK

PRODUIT	2 TUBES DINACLICK
20 brassards : 5 Petit adulte, 10 Adulte, 5 Adulte gros bras	2059303-001
20 brassards : 6 Nourrisson, 10 Enfant, 4 Petit adulte	2059303-002
20 brassards : 3 Petit adulte, 7 Adulte, 3 Adulte long, 3 Adulte gros bras, 4 Adulte obèse	2059303-003
20 brassards : 2 Nourrisson, 2 Enfant, 2 Petit adulte, 6 Adulte, 2 Adulte long, 2 Adulte gros bras, 2 Adulte obèse, 2 Adulte cuisse	2059303-004



Une qualité validée

L'utilisation des brassards de pression artérielle GE CRITIKON™ avec les moniteurs GE est validée. Ces dispositifs font partie d'un système clinique intégré.



Un meilleur contrôle des infections

Source de contamination ignorée ou sous-estimée, aucun autre équipement n'est plus souvent utilisé qu'un brassard de pression artérielle sans un nettoyage adéquat¹. Les brassards GE CRITIKON SOFT-CUF™ constituent une solution optimale pour protéger vos patients.



Connecteur DINAClick

Rapide et facile à utiliser, le connecteur sécurisé DINAClick permet au personnel soignant de raccorder le brassard plus rapidement que les connectiques à 2 tubes traditionnelles.



Des tailles pensées pour le confort et la précision

L'utilisation d'un brassard de taille inadaptée peut compromettre la précision de la mesure. Les brassards GE CRITIKON™ sont proposés dans de nombreuses tailles, pour convenir aussi bien aux nouveau-nés qu'aux patients obèses.

DES MESURES PRÉCISES POUR DES CHOIX ÉCLAIRÉS

GE Healthcare propose le **premier brassard d'avant-bras** validé cliniquement¹ destiné aux **adultes obèses**.



En s'adaptant à l'anatomie des patients obèses, le brassard RADIAL-CUF optimise la **précision** des mesures de pression artérielle de cette population de patients particulièrement à risques.

77% des patients le jugent également **plus confortable** que les brassards de pression artérielle traditionnels*.



TAILLE	COULEUR	CIRCONFÉRENCE DU MEMBRE	2 TUBES DINAClick
Adulte obèse	Violet	26-36 cm (avant-bras)	SFT-F1-2A



1. Le premier brassard NIBP cliniquement validé pour fournir des mesures précises à partir de l'avant-bras, GE Healthcare, 2013. 1. GE Healthcare a sponsorisé et dédommagé Clinimark, LLC pour la gestion de la conduite des aspects cliniques de cette étude. (mars 2008 / décembre 2011).

* GE Healthcare a sponsorisé et dédommagé Clinimark LLC pour la gestion de la conduite des aspects cliniques de cette étude. (mars 2008/décembre 2011).



BRASSARDS DE NÉONATALOGIE

Les brassards de néonatalogie GE offrent une précision de mesure extrêmement fiable et un confort optimal. Chacune de nos 5 tailles est proposée dans un matériau absorbant très doux (gamme SOFT-CUF™) ou dans du vinyle facile à nettoyer (gamme CLASSIC-CUF™). Ces modèles sont suffisamment économiques pour un usage individuel.

Vendus par boîte de 20			 2 TUBES LUER		 2 TUBES NEO-SNAP	
			CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF
1	Poisson	3-6 cm	2638	2521	CLA-N1-2B	SFT-N1-2B
2	Lapin	4-8 cm	2633	2422	CLA-N2-2B	SFT-N2-2B
3	Canard	6-11 cm	2628	2523	CLA-N3-2B	SFT-N3-2B
4	Chat	7-13 cm	2623	2524	CLA-N4-2B	SFT-N4-2B
5	Dinosaure	8-15 cm	2619	2525	CLA-N5-2B	SFT-N5-2B

ASSORTIMENTS CONNECTEUR LUER

PRODUIT	2 TUBES LUER
20 brassards SOFT-CUF : 2 Taille 1, 3 Taille 2, 5 Taille 3, 5 Taille 4, 5 Taille 5	 2694
20 brassards CLASSIC-CUF : 2 Taille 1, 3 Taille 2, 5 Taille 3, 5 Taille 4, 5 Taille 5	 2693

ASSORTIMENTS CONNECTEUR NEO-SNAP

PRODUIT	2 TUBES NEO-SNAP
20 brassards SOFT-CUF : 2 Taille 1, 3 Taille 2, 5 Taille 3, 5 Taille 4, 5 Taille 5	 2059305-002
20 brassards CLASSIC-CUF : 2 Taille 1, 3 Taille 2, 5 Taille 3, 5 Taille 4, 5 Taille 5	 2059306-002



Les décorations amusantes en forme d'animaux sont associées à un code couleur pour vous permettre d'identifier la taille adéquate en un clin d'oeil.



Les illustrations actuelles peuvent varier légèrement.



CAPTEURS SpO₂

Au travers de l'héritage de Datex-Ohmeda, la technologie SpO₂ GE est une histoire d'innovation qui dure depuis plus de 20 ans. Les capteurs TruSignal™ permettent un monitoring non-invasif continu de la SpO₂ et de la fréquence cardiaque.

Nous offrons une large gamme de capteurs SpO₂, conçus et testés pour leur performance et toujours au service du confort de vos patients.



TECHNOLOGIE

GE TRUSIGNAL

Pour vos moniteurs B125M, B105M, B155M, B125P et B105P équipés de la technologie GE TruSignal.



CAPTEURS MONOBLOC RÉUTILISABLES


CAPTEUR	PATIENT	POIDS DU PATIENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	Adulte, enfant	≥ 20 kg	2 m	TS-F2-GE	1
			4 m	TS-F4-GE	
Doigt souple	Adulte	> 30 kg	4 m	TS-SA4-GE	1
	Enfant	15 - 30 kg	3 m	TS-SP3-GE	
Oreille	Adulte, enfant	≥ 10 kg	2 m	TS-E2-GE	1
			4 m	TS-E4-GE	

**CÂBLE EMBASE**

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble embase TruSignal avec connecteur GE Marquette	3 m	TS-G3	1

CAPTEURS RÉUTILISABLES (NÉCESSITENT LE CÂBLE EMBASE TS-G3)

CAPTEUR	PATIENT	POIDS DU PATIENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	Adulte, enfant	≥ 20 kg	1 m	TS-F-D	1
Doigt souple	Enfant	15-30 kg	1 m	TS-SP-D	1
	Adulte	> 30 kg	1 m	TS-SA-D	
Oreille	Adulte, enfant	≥ 10 kg	1 m	TS-E-D	1
Multisite souple	Adulte, enfant	≥ 3 kg	1 m	TS-W-D	1
Peau sensible	Adulte, enfant, nourrisson, nouveau-né	Pas de limitation	1 m	TS-SE-3	3

CAPTEURS À USAGE UNIQUE (NÉCESSITENT LE CÂBLE EMBASE TS-G3)

CAPTEUR	PATIENT	POIDS DU PATIENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
En papillon	Adulte, enfant	≥ 20 kg	0,3 m	TS-AP-10	10
				TS-AP-25	25
AllFit	Adulte, enfant, nourrisson, nouveau-né	Pas de limitation	0,5 m	TS-AF-10	10
				TS-AF-25	25
Adhésif en L	Adulte	> 20 kg	0,3 m	TS-AAW-10	10
				TS-AAW-25	25
Adhésif en L	Enfant, nourrisson	3 - 20 kg	0,3 m	TS-PAW-10	10
				TS-PAW-25	25

ACCESSOIRES SpO₂ GE

PRODUIT	COMPATIBLE AVEC	TAILLE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bracelets adhésifs	TS-W-D, TS-SE-3, TS-AF-10, TS-AF-25	-	OXY-RTW	100
Bracelets adhésifs sans motif	TS-AF-10, TS-AF-25	-	OXY-RT	100
Bracelets adhésifs motif 'Ours'			OXY-RTB	
Bracelets velcro	TS-SE-3	Petit	OXY-RWS	24
		Moyen	OXY-RWM	
	TS-W-D	Large	OXY-RWL	
Bracelets cheville (2 à 7,7 kg)	TS-SE-3	-	OXY-SND	3
Bandeaux serre-tête	TS-E-D, TS-E2-GE, TS-E4-GE	-	OXY-HB	3



TECHNOLOGIE

NELLCOR™

Pour vos moniteurs B125M, B105M, B155M, B125P et B105P équipés de la technologie SpO₂ Nellcor.

CÂBLE EMBASE

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble embase Nellcor OxiMax™	3 m	2021406-001	1

CAPTEURS NELLCOR RÉUTILISABLES



CAPTEUR	RÉF. FABRICANT	PATIENT	POIDS DU PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	DS 100A	Adulte	< 30 kg	70124021	1
Multisite	D-YS	Adulte	> 1 kg	70124033	1
Flexible	OXI-A/N	Nouveau-né	< 3 kg	70124035	1
		Adulte	> 40 kg		
Flexible	OXI-P/I	Enfant Nourrisson	3-40 kg	414248-001	1 livré avec 50 bandes adhésives

CAPTEURS NELLCOR À USAGE UNIQUE



CAPTEUR	RÉF. FABRICANT	PATIENT	POIDS DU PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	MAX-A	Adulte	> 30 kg	70124027	24
	MAX-P	Enfant	10-50 kg	70124022	
Pied	MAX-N	Adulte	> 40 kg	70124032	24
		Nouveau-né	< 3 kg		

CLIP DE FIXATION



PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Clip de fixation oreille Nellcor (D-YSE) pour réf 70124033 (D-YS)	70124034	1

RUBANS ADHÉSIFS



PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bandes adhésives Nellcor (ADH-A/N) pour réf 70124035 (OXI-A/N)	2016130-001	100



TECHNOLOGIE

MASIMO™

Pour vos moniteurs B125M, B105M, B155M, B125P et B105P équipés de la technologie SpO₂ Masimo.

CÂBLE EMBASE LNCS ET RD

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble Masimo LNC-10 GE	3 m	2027263-002	1
Câble Masimo RD SET GE pour V100	3,6 m	MASIMO-RD-4085	1



CAPTEURS RÉUTILISABLES LNCS ET RD

CAPTEUR	RÉF. FABRICANT	PATIENT	POIDS DU PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	LNCS DC-I	Adulte	> 30 kg	2027258-001	1
	LNCS DC-IP	Enfant	10-50 kg	2027259-001	
Oreille	LNCS TC-I	Adulte	> 30 kg	2027261-001	1
Doigt	RD SET DC-I	Adulte	> 30 kg	MASIMO-RD-4050	1
	RD SET DC-IP	Enfant	10-50 kg	MASIMO-RD-4051	



CAPTEURS À USAGE UNIQUE LNCS ET RD

CAPTEUR	RÉF. FABRICANT	PATIENT	POIDS DU PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Doigt	LNCS Neo	Adulte	> 40 kg	2051069-001	20
Pied		Nouveau-né	< 3 kg		
Doigt	RD SET Adt	Adulte	> 30 kg	MASIMO-RD-4000	20
Doigt	RD SET Neo	Adulte	> 40 kg	MASIMO-RD-4003	20
Main ou pied		Nouveau-né	< 3 kg		
Main ou pied	RD SET NeoPt	Prématuré	< 1 kg	MASIMO-RD-4004	20

RUBANS ADHÉSIFS

PRODUIT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Bandes adhésives Masimo pour capteur SpO ₂ adhésif RD SET Neo	MASIMO-RD-4047	102



PROFONDEUR DE L'ANESTHÉSIE

Le module d'entropie GE Healthcare, E-ENTROPY, et ses accessoires sont indiqués pour les patients adultes et pédiatriques de plus de 2 ans, afin de surveiller l'état du cerveau par acquisition de données électroencéphalographiques (EEG) et électromyographiques frontales (FEMG) pendant une anesthésie générale. L'utilisation des paramètres d'entropie peut être associée à une réduction de l'utilisation d'anesthésiques et à une sortie plus rapide de l'anesthésie¹.



ENTROPIE

Le monitoring par entropie spectrale est indiqué pour une utilisation sur les patients adultes et les enfants à partir de 2 ans, pour monitorer l'état du cerveau dans le cadre d'une anesthésie générale. Elle repose sur l'acquisition de données de signaux d'électroencéphalographie (EEG) et d'électromyographie frontale (FEMG). L'utilisation des paramètres d'entropie peut permettre de réduire significativement la consommation d'agents anesthésiques et d'accélérer le réveil du patient¹.

CAPTEURS

PRODUIT	UTILISATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Capteur bandeau flexible Entropie EasyFit	Usage unique	M1174413	25
Capteur électrode Entropie		M1038681	



CÂBLE

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble patient Entropie	3,5 m	M1050784	1



1. Guidage de M-Entropie contre la Pratique standard pendant l'anesthésie au propofol-rémifentanyl: un essai contrôlé randomisé. Gruenewald et al. Anesthesia 2007 Dec; 62 (12): 1224-12.



TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE

NMT

Un monitoring quantitatif par NMT fournit une image claire de la dose individuelle nécessaire et facilite l'administration optimale d'ABNM et d'antagonistes. Des études ont montré que la mise en œuvre d'un monitoring neuromusculaire quantitatif par EMG entraînait une réduction significative de l'incidence de patients partiellement inversés dans l'unité de soins post-anesthésie.¹

Les accessoires NMT sont compatibles avec les moniteurs B125M, B105M et B155M.

CÂBLES

PRODUIT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Câble pour capteur NMT	3 m	888414	1

CAPTEURS

PRODUIT	UTILISATION	PATIENT	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Électrodes NMT	Usage unique	Adulte, enfant	57268-HEL	30
Capteur Mechanosensor NMT	Réutilisable	Adulte	888418	1
		Enfant	897439	
Capteur Electrosensor NMT	Réutilisable	Adulte, enfant	888416	1



La durée de vie d'un capteur Mechanosensor dans le cadre d'une utilisation moyenne est de 2 ans, pensez à les renouveler afin de garantir la qualité de mesure.



Electromyographie (EMG)
Nécessite 5 électrodes




Kinemyographie (KMG)
Nécessite 2 électrodes



L'EMG est le procédé d'enregistrement de l'activité électrique spécifique des fibres musculaires en réponse à la stimulation du nerf ulnaire.



1. La mise en place d'une surveillance électromyographique quantitative neuromusculaire dans un milieu universitaire, service d'anesthésie. Todd et al. Anesth Analg. 2014 Aug; 119(2):323-31



MONITORAGE DES GAZ

Les lignes de prélèvement GE Healthcare sont validées et ont été rigoureusement testées afin de garantir une performance optimale sur vos équipements GE Healthcare. Tout comme les autres pièges à eau de la gamme D-Fend™, le Mini D-Fend protège vos moniteurs de l'humidité, des contaminations et des sécrétions.

Compatibilité des pièges à eau D-fend Pro, D-fend Pro+ et Mini D-fend:

	E-SCO	E-SCAIO	N-CAIO	E-MINIC
D-fend Pro		X	X	
D-fend Pro+	X			
Mini D-fend				X



PIÈGES À EAU

PRODUIT	SPÉCIALITÉ	COULEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
D-fend Pro	Anesthésie	Bleu acier	M1182629	10
D-fend Pro+	Réanimation	Vert	M1200227	10
Mini D-fend	Anesthésie / Réanimation	Gris clair	8002174	10

Afin de permettre un fonctionnement optimal de votre module de gaz, le piège à eau D-Fend devrait être changé tous les 2 mois dans les services d'anesthésie et entre chaque patient en plus d'être changé toutes les 24 heures dans l'unité de soins intensifs.

LIGNES DE PRELEVEMENT PVC/PC À USAGE UNIQUE

UTILISATION	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Usage unique	2 m	2097307-001	10
	3 m	2097307-002	10
	6 m	2097307-003	5



Le revêtement interne en polyéthylène des lignes de prélèvement GE PVC/PE les rendent particulièrement indiquées pour les applications en anesthésie (prévient l'absorption des agents anesthésiques gazeux).

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical.

Brassards et accessoires (tuyaux de circuit d'air et adaptateurs) de mesure non invasive de la tension artérielle SOFT-CUF*, DURA-CUF*, CLINI-CUF*, SENSE-CUF*, CLASSIC-CUF* - Les brassards de tension GE CRITIKON sont des accessoires utilisés en association avec des systèmes de mesure non invasive de la tension artérielle (NIBP). Les brassards et systèmes de gonflage SOFT-CUF et CLASSIC-CUF sont des dispositifs non stériles dont la réutilisation est limitée (usage unique ou réutilisation limitée). Ils sont disponibles dans des tailles adaptées aux nouveau-nés, aux enfants et aux adultes. Les brassards et systèmes de gonflage DURA-CUF et SENSE-CUF sont des dispositifs non stériles et peuvent être réutilisés. Ils sont disponibles dans des tailles adaptées aux enfants et aux adultes. Ces dispositifs sont conçus et commercialisés uniquement pour être utilisés conformément aux indications. Classe/Organisme agréé : Classe I. Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Dernière révision : 4 novembre 2014

Brassard de mesure non invasive de la tension artérielle RADIAL-CUF*

Le brassard RADIAL-CUF est destiné à être utilisé avec les dispositifs NIBP oscillométriques automatisés afin de mesurer la pression artérielle radiale sur l'avant-bras. Le brassard RADIAL-CUF est disponible en taille adulte uniquement. Il s'agit d'un dispositif non stérile et semi-jetable (usage unique ou réutilisation limitée). Ce brassard est destiné à être utilisé uniquement chez les patients adultes dont la partie supérieure du bras a une circonférence supérieure à 40 cm, ou chez les patients pour qui les brassards GE CRITIKON commercialisés actuellement ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils sont trop larges ou parce que la partie supérieure du bras est de forme conique. Le brassard pour avant-bras est destiné à être placé sur un avant-bras dont la circonférence est comprise entre 26 cm – 36 cm. Ces dispositifs sont conçus et commercialisés uniquement pour être utilisés conformément aux indications. Classe/Organisme agréé : Classe I. Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Dernière révision : 4 novembre 2014

Capteurs et câbles SpO2 TruSignal - Les capteurs et câbles SpO2 TruSignal sont destinés au monitoring non invasif continu de la saturation en oxygène (SpO2) et de la fréquence du pouls. Classe/Organisme agréé : IIb / CE 0537. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy. Dernière révision : 13 novembre 2014

Pièges à eau - Les pièges à eau sont destinés à protéger votre moniteur GE contre l'humidité, les sécrétions et la contamination bactérienne au cours du monitoring des paramètres respiratoires. Classe/Organisme agréé : IIa/CE0537. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy. Dernière révision : 13 novembre 2014.

Capteur GE Entropy, câble GE Entropy, capteur Entropy EasyFit

Les capteurs et câbles Entropy sont destinés à être utilisés sur des patients adultes et des enfants âgés de plus de 2 ans, en association avec les systèmes de mesure GE Entropy, en vue d'enregistrer les signaux physiologiques (comme l'ECG). Classe/Organisme agréé : IIb/CE 0537. Fabricant : GE Healthcare Finland. Dernière révision : 13 novembre 2014.

Lignes de prélèvements de gaz - Les lignes de prélèvements de gaz sont conçues pour le monitoring du CO2, de l'O2, du N2O et des agents anesthésiques sur les équipements-hôtes spécifiques. Classe/Organisme agréé : IIa/CE0537. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy. Dernière révision : 19 juillet 2017.

Câbles et fouets ECG - Usage prévu : Les fouets ECG sont des câbles pour les électrodes (comprenant des connecteurs) qui servent de conducteurs électriques pour transmettre les signaux des électrodes connectés au patient. Les câbles ECG avec ou sans fouets intégrés sont utilisés entre les moniteurs patient GE Healthcare et les électrodes ECG pour la transmission des signaux électriques cardiaques jusqu'au moniteur patient. Classe/Organisme agréé : I. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, Finlande. Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 20 Juillet 2018

Électrodes ECG - Usage prévu : Les électrodes ECG sont conçues pour fonctionner avec une multitude d'appareils d'enregistrement produits par de nombreux fabricants d'appareils. Bien que les fabricants d'appareil d'enregistrement puissent varier, les technologies et le mode de fonctionnement sont tous identiques, à savoir l'électrode transmet les impulsions électriques cardiaques via un câble conducteur vers l'appareil qui amplifie alors les impulsions et les communique à l'imprimante pour interprétation. Classe/Organisme agréé : I. Fabricant : Graphic Controls Acquisition Corp. 400 Exchange St. Buffalo, NY

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 31 Juillet 2018

Câbles de température - Usage prévu : Les câbles de température sont destinés à être utilisés pour connecter une ou deux sondes de température réutilisables ou jetables à l'équipement de surveillance GE nécessitant un câble connecteur rectangulaire à 11 broches.

Classe/Organisme agréé : I. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, Finland.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 12 Octobre 2018

Sonde de température - Usage prévu : Les sondes réutilisables de la série 400 sont destinées à la mesure et à la surveillance en continu de la température du patient à l'aide de moniteurs patients GE compatibles.

Classe/Organisme agréé : IIa/MEDCERT GmbH, Pilatuspool2, 20355 Hamburg, Allemagne. Fabricant: Blueprint medical GmbH & Co. KG, An der Trave 15, 23923 Selmsdorf, Allemagne.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : IFU-50-10-0001 Rev.0 / Mars 2018

Électrodes à poire - Usage prévu : Les électrodes ECG sont des conducteurs de signaux électriques de la surface de la peau du patient vers divers enregistreurs électrocardiographiques à des fins de diagnostic. L'utilisation est limitée par les indications d'utilisation de l'équipement de diagnostic connecté. Les électrodes ECG sont réutilisables. Les électrodes ne sont pas destinées à un usage permanent. Classe/Organisme agréé : TUV SD Product Service GmbH. Fabricant : Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 29 Mars 2019.

Câbles et fouets ECG - Usage prévu : Les câbles embases et fouets ECG assurent la connexion entre les électrodes de surface ECG d'un électrocardiographe pour transmettre le signal électrique à des fins de diagnostic. L'utilisation est limitée par les indications d'utilisation de l'équipement de diagnostic connecté. Classe/Organisme agréé : TUV SD Product Service GmbH. Fabricant : Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 29 Mars 2019.

Accessoires et consommables pour la transmission neuromusculaire

Les accessoires et consommables pour la transmission neuromusculaire sont destinés à faciliter le raccordement du patient à un moniteur patient en vue d'exercer des stimuli neuromusculaires sur le patient et de contrôler le niveau de réponse du patient à ces stimuli. Classe/Organisme notifié agréé : IIaCE 0537. Fabricant : GE Healthcare Finland. Dernière révision : 13 novembre 2014.

[illegible]



À propos de GE Healthcare

GE Healthcare est l'un des principaux fournisseurs d'imagerie médicale, de monitoring, de bioproduction et de technologies de thérapie cellulaire et génique. Grâce à des dispositifs intelligents, des analyses de données, des applications et des services ; GE Healthcare permet d'obtenir une précision médicale dans les diagnostics, le thérapeutique et le monitoring. Avec plus de 100 ans d'expérience et de leadership dans le secteur médical et plus de 50 000 employés dans le monde, GE Healthcare aide les fournisseurs de soins de santé, les chercheurs et les entreprises life sciences dans leurs missions afin d'améliorer les résultats pour les patients du monde entier. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et The Pulse pour voir nos dernières actualités, ou visitez notre site www.gehealthcare.com pour plus de renseignements.

www.gehealthcare.com.

Certains produits sont susceptibles de ne pas être disponibles dans certains pays ou régions. Contactez votre représentant GE pour davantage d'informations. Données sujettes à modification.

GE, le monogramme GE, CRITIKON, DURA-CUF, SOFT-CUF, DINACLICK, TruSignal, D-Fend et D-Lite sont des marques déposées de General Electric Company

*Les marques de tiers sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Toute reproduction, quelle qu'en soit la nature, est strictement interdite sans consentement écrit préalable de GE.

Aucune information de ce document ne saurait être utilisée à des fins de traitement ou de diagnostic. Les lecteurs sont invités à consulter un professionnel de santé.

© 2020 General Electric Company. Tous droits réservés.

JB00778XE