

# 保守管理作業記録(月次・年次)

番号	点検項目	点検頻度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			計画日/実施日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	エアフィルタの清掃	毎月 (適宜)	開始時間												
2	トラックボールの清掃		:												
3	白黒プリンタのクリーニング (ヘッド)		終了時間												
4	カラープリンタのクリーニング (ローラー/ヘッド)		:												
5	保護接地導通試験 0.2Ω以下	毎年	開始時間												
6	接触電流試験 正常状態 100μA以下 単一故障状態 500μA以下		:												
7	ECGリード患者漏れ電流-I試験 正常状態 CF:10μA以下, BF:100μA以下 単一故障状態 CF:50μA以下, BF:500μA以下		?												
8	ECGリード患者測定電流試験 正常状態 CF:10μA以下, BF:100μA以下 単一故障状態 CF:50μA以下, BF:500μA以下														
9	ECGリード患者漏れ電流-III試験 CF:50μA以下, BF:5000μA以下														
10	Probe漏れ電流 正常状態 B/BF:100μA以下, CF:10μA以下 単一故障状態 B/BF:500μA以下, CF:50μA以下		終了時間												
11	ファントムによる性能試験		:												
実施者															
確認者															
特記事項(機器トラブル記録に記入) 有/無															
保守管理担当者		施設名													
点検実施年月	年	使用場所		機器名		号機名		文書管理番号		修理業者連絡先		技術管理主体			

