

Vscan Air SL

Секторный фазированный и линейный датчик

Видеть больше. Лечить быстрее

Vscan Air™ SL можно взять с собой куда угодно благодаря беспроводному формату и максимальной портативности. Секторный датчик идеально подходит для быстрой оценки сердечной деятельности.

Другая сторона датчика в системе Vscan Air выполняет функцию линейного датчика, так что вы не пропустите ни малейшей детали при переходе от обследования сердца к обследованию сосудов.

Не нужно искать подходящие условия, чтобы выполнить сканирование, — они все у вас в кармане.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Будь свободен

Небольшой, легкий и беспроводной датчик с двойной функцией — это удобное, прочное и гибкое портативное решение для ультразвуковых исследований

Всегда под рукой

Мы поддерживаем вас на пути от вашего первого сканирования до уверенного использования визуализационной техники

Получайте максимальный результат в любой ситуации

От применения простого датчика и интуитивно понятного приложения до известных технологических и обучающих инструментов GE HealthCare

Простой и удобный дизайн упрощает работу с системой благодаря элементам управления одним движением пальца, интуитивно понятному интерфейсу и продуманной эргономике

Четкие снимки, обоснованные решения

Разработанная с использованием технологии SignalMax + XDclear, система Vscan Air SL помогает получать четкие изображения для оценки состояния пациента на ранних стадиях и контроля лечения

Гарантия

На Vscan Air CL предоставляется трехлетняя гарантия*

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ, ОБМЕН ДАННЫМИ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Гибкая беспроводная передача данных

DICOM, включая запрос от сервера Modality Worklist, сохранение в DICOM PACS, получение подтверждения сохранения изображений в архиве

Экспорт JPG/MPG в общие сетевые папки (поддерживается импорт в EMR)

Автоматический общий доступ к анонимизированным изображениям для других приложений

Облачная технология не требуется

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность системы DICOM, включая возможность одноранговой аутентификации

Безопасная аутентификация пользователя

Пароли для доступа к данным пациента



Подходит как для новичков, так и для опытных пользователей с учетом базовых и расширенных результатов обследований.



В-режим



Цветной доплер



Импульсно-волновой доплер



M-режим



* не является публичной офертой
Система зарегистрирована на территории РФ как «Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная Vscan Air с принадлежностями».

© GE HealthCare, 2025.
GE является товарным знаком компании General Electric, используемым на основании лицензионного соглашения. JB00472RC

Материал предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников.

